

## „Bevezetés a kémiába” gyakorlat (TKBL0141) anyaga

A heti 2 órás gyakorlat a félév 14 oktatási hetét figyelembe véve összesen 28 órát jelent. Ezt az időt felhasználva tömbösítve hirdetjük meg a gyakorlatot a félév első és második felében is. 5 héten át heti 4 órás laboratóriumi gyakorlatot (20 óra) és az első gyakorlat kivételével a gyakorlatot megelőző heti 2 órás szemináriumot (8 óra) kell teljesíteni.

A szemináriumokon és a gyakorlatokon a megjelenés kötelező. Mindkét típusú foglalkozáson felkészülten kell megjelenni. A felkészülésről a gyakorlatok elején írt 15-20 perces dolgozatok formájában kell számot adni. Ezekre a dolgozatokra kapott jegyek átlaga alapvetően meghatározza a gyakorlati jegyet. Ha a zárthelyi dolgozatok átlaga nem éri el a 2,0 értéket, a gyakorlatot elégtelennek minősítjük. Abban az esetben, ha a hallgató gyakorlati munkáját a gyakorlatvezetők elfogadhatónak tartják, illetve a tematika szerint előírányzott összes gyakorlat maradéktalanul el lett végezve (beadott preparátumok, jegyzőkönyvek és bemutatott eszközhasználat) a gyakorlati jegyet pótvizsga segítségével is meg lehet szerezni. Erre lehetőséget a vizsgaidőszakban biztosítunk a Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített szabályok megtartása mellett.

**Irodalom:** a **gyakorlatokhoz:** Király Róbert, Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen, 2006. (oktatási segédanyag, megtalálható az interneten is a <http://inorg.unideb.hu/oktatas> ill. a <http://www.chem.science.unideb.hu/oktatas> weboldalon a „Kurzusinformációk” címszónál (A gyakorlatoknál ennek a segédanyagának az oldalszámaira hivatkozunk)

a **szemináriumokhoz:** Farkas Etelka (szerk.), Általános és analitikai kémiai példatár, Természettudományi Kar, Egyetemi Kiadó Debrecen, 2003. (egyetemi jegyzet)

(A szemináriumok tematikájánál ennek a jegyzetnek a megfelelő oldalszámaira és a feladatok számára hivatkozunk.)

### 1. hét

A laboratóriumi munkaszabályok ismertetése (3–5)

Baleset elhárítási oktatás (6–11)

Az alapvető laboratóriumi eszközök, felszerelések és használatuk áttekintése (12–23; 23–50, elsősorban az ábrák alapján áttekinteni) (bemutató)

Laboratóriumi melegítés (13–18) és hűtés (75–76) a Bunsen-égő használata (bemutató)

Az egyéni felszerelések leltározása és átvétele

**Szeminárium (1):** A mérések és számítások hibája. Táblázatok kezelése (interpolálás, extrapolálás)

Az atom- és molekulatömeggel, a kémiai képlettel és egyenlettel kapcsolatos (sztöchiometriai) számítások

Javasolt feladatok

9. o.:1. Sztöchiometriai számítások 1.1. Az atomtömeg, molekulatömeg fogalma

1.2. A kémiai képlettel kapcsolatos számítások

### 2. hét

Dugók, dugófúrás (40–42, olvasmány)

Tömegmérés tara- és analitikai mérlegen (50–56)

Térfogatmérés gyakorlása (56–66)  
Pipetta pontosságának ellenőrzése (62–66; 4–6)

**Szeminárium (2):** Oldatkészítés szilárd anyagokból és hígítással. Koncentráció számítás.

Javasolt feladatok

42. o.: 2. **Koncentráció számítások** 2.1. **Anyagmennyiség-koncentráció (kémiai koncentráció) vagy molaritás és a hígítás**  
2.4. **Tömegkoncentráció (vegyesszázalék)**  
2.5. **Tömegtört, tömegszázalék, térfogattört, térfogatszázalék**

Mintafeladatok: 42. o.: 2/1, 3, 8, 9, 11

Gyakorló feladatok: 59. o.: 2/1–9, 55, 122

### 3. hét

Sűrűségmérés és alkalmazása (Areométer használatának a bemutatása) (71–72)  
Dekantálás, centrifugálás és laboratóriumi szűrés (bemutatás)  
Szennyezett só ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) tisztítása átkristályosítással (72–74; 23–30)  
 $100,00 \text{ cm}^3$   $0,05 \text{ mol/dm}^3$  koncentrációjú oxálsavoldat készítése kristályvizessé ( $\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) oxálsavból

**Szeminárium (3):** Koncentráció számítások Sav-bázis titrálások a gyakorlatban; titrálási görbék, indikátorok. Egyenértékek és titrálási eredmények számítása.

Javasolt feladatok

Mintafeladatok: 42. o.: 2/2, 12

Gyakorló feladatok: 60. o.: 2/11, 12, 14–22; 24, 53–54, 57; 120, 121

### 4. hét

Sav-bázis titrálások (HCl – NaOH rendszer titrálásának és a fenolftalein indikátor színátcsapásának bemutatása)  
Nátrium-hidroxid mérőoldat ( $0,10 \text{ mol/dm}^3$ ) készítése hígítással és koncentrációjának meghatározása oxálsavoldatra (66–70)  
Adott koncentrációjú savoldat (HCl,  $\text{HNO}_3$  vagy  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) készítése kétszeres hígítással (60–62) és a savoldat (HCl,  $\text{HNO}_3$  vagy  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) koncentrációjának meghatározása titrálással, acidimetrián.

**Szeminárium (4):** pH számolás erős savak és bázisok oldataiban.

Javasolt feladatok

90. o.: 3.1. **Erős savak és bázisok oldatának pH-ja**

Mintafeladatok: 90. o.: 3/1–4

Gyakorló feladatok: 114. o.: 3/1–15

### 5. hét

Gázfejlesztés Kipp-készülékkel és egyszerű, csiszolatos gázfejlesztővel (44–50, bemutatás)  
A gázpalackok és kezelésük (46–50, bemutatás)  
Jóddal szennyezett kloroform tisztítása extrakcióval (31–33, bemutatás)  
A titrálással kapcsolatos előző heti feladatok befejezése  
Az átkristályosítással tisztított  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  beadása

**Bevezetés a kémiába gyakorlatok (TTBL0141-01 és TKBL0141-K1-01–02) és a szemináriumok beosztása 2011/2012 tanév II. félévében.**

<b>TTBL0141-01 csoport</b>	
<u><sup>1</sup>Gombár Melinda</u> – Sebestyén A.	
<b>Szeminárium</b> Kedd, 12 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> , D-404	<b>Gyakorlat</b> Szerda, 14 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> , D-308
—	<b>1.</b> Február 08.
<b>1.</b> Február 14.	<b>2.</b> Február 15.
<b>2.</b> Február 21.	<b>3.</b> Február 22.
<b>3.</b> Február 28.	<b>4.</b> Február 29.
<b>4.</b> Március 06.	<b>5.</b> Március 07.

<b>TKBL0141-K1-01 csoport</b>	
<u><sup>1</sup>Raics Mária</u> – Sebestyén A.	
<b>Szeminárium</b> Kedd, 18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup> , D-404	<b>Gyakorlat</b> Szerda, 14 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> , D-308
—	<b>1.</b> Március 14.
<b>1.</b> Március 20.	<b>2.</b> Március 21.
<b>2.</b> Március 27.	<b>3.</b> Március 28.
<b>3.</b> Április 03.	<b>4.</b> Április 04.
<b>4.</b> Április 10.	<b>5.</b> Április 11.

<b>TKBL0141-K1-02 csoport</b>	
<sup>1</sup> Bogdándi Virág – Sebestyén A.	
<b>Szeminárium</b> Kedd, 18 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup> , D-404	<b>Gyakorlat</b> Szerda, 14 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> , D-308
—	<b>1.</b> Március. 14.
<b>1.</b> Április 17.	<b>2.</b> Április 18.
<b>2.</b> Április 24.	<b>3.</b> Április 25.
<b>3.</b> Május 08.	<b>4.</b> Május 09.
<b>4.</b> Május 15.	<b>5.</b> Május 16.

<sup>1</sup> a szemináriumot vezető oktató neve alá van húzva.